

Startgids app Buddy-Beeld

Welkom bij de Buddy-Beeld startgids! Deze gids helpt snel en eenvoudig aan de slag met de app van het systeem.

Gebruik via de app

Download de gratis **Buddy-Beeld app** voor Android of Apple. Gebruik bij Apple de Safari browser. Ga naar buddybeeld.com en druk op *Installeren*. Met de app kunt u:

- Beelbellen met automatische opname na 10 seconden
- Foto's uploaden naar het scherm
- Inzicht krijgen in het levensritme

Systeeminstellingen

Account aanmaken:

- Ga naar de website buddybeeld.com of open de Buddy-Beeld app.
- Klik op *Click to Register!* en maak een account aan.

Profile:


- Na registratie kunt u inloggen en uw Buddy-Beeld koppelen via het tabblad *Profile*, klap de *Systeem keuze* uit, voer de *Hub ID* in en druk op *Add Hub*.
- In het tabblad *Profile* kunt u de naam van uw wifi-netwerk (*Wifi name*) en het wachtwoord (*Wifi password*) invoeren onder de *Wifi Instellingen* om het Buddy-Beeld systeem met de wifi te verbinden.
- Stel via *Profile* een *Wake-up time* en *Power-down time* in. Buiten deze tijden gaat het scherm automatisch uit.

Gallery:

- Upload en deel foto's naar het Buddy-Beeld systeem via het tabblad *Gallery*.

Insights:

- Bekijk levensritme gegevens via het tabblad *Insights*.



Contact en ondersteuning

Heeft u vragen? Neem contact op via info@buddy-zorg.nl.

Veel plezier met het gebruik van uw Buddy-Beeld systeem!